

# Magnetická míchačka serie Guardian 3000

**30680278** Magnetická míchačka G31HSRDS s ohřevem, série Guardian 3000

## Parametry:

Kulatá topná deska průměr 13,5 cm, nerezová ocel potažená keramikou,  
max teplota 380 °C, otáčky 200-1600 ot/min, max kapacita 15 L

**Série Guardian 3000** jsou topné desky a magnetické míchačky, u kterých se teplota a otáčky nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na **dobře čitelném LCD displeji**. Mají LED kontrolku pro indikaci ohřevu a míchání, dále pak indikátor zbytkového tepla při teplotách nad 40 °C. Topná deska je osazena dvěma teplotními čidly, která monitorují rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše a v případě odchylky o cca 25 °C dojde k automatickému vypnutí ohřevu (funkce SafetyHeat). Tyto digitální přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří.



**Akční cena  
8 694 Kč  
bez DPH**



**Platnost akce do 28.6.2024**

# Magnetická míchačka serie Guardian 2000

**30680269** Magnetická míchačka G21HSRDS s ohřevem, série Guardian 2000

**Akční cena 6 558 Kč bez DPH**

**30680275** Magnetická míchačka G21STRDS bez ohřevu, série Guardian 2000

**Akční cena 5 651 Kč bez DPH**

**30680272** Topná deska G21HPRDS, série Guardian 2000

**Akční cena 5 330 Kč bez DPH**

## Parametry:

Kulatá topná deska průměr 13,5 cm, nerezová ocel potažená keramikou, max teplota 380 °C, otáčky 200-1600 ot/min, max kapacita 15 L

**Série Guardian 2000** jsou topné desky a magnetické míchačky, u kterých se teplota a otáčky nastavují pomocí analogového knoflíku **bez možnosti kontroly na displeji**. Mají pouze LED kontrolku pro indikaci ohřevu a míchání, dále pak indikátor zbytkového tepla. Tyto analogové přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří, především pak v malých laboratořích.



**Platnost akce do 28.6.2024**